

STARTER KIT ANTIBIOTICI PLASMATICI IN LC/MS




Cod. SK79010

OBIETTIVO

Lo Starter Kit è necessario per identificare le transizioni e le energie di collisione delle molecole su un detector di massa collegato ad un sistema cromatografico. Va utilizzato solamente per l'analisi qualitativa degli Antibiotici.

STOCCAGGIO E STABILITA'

Lo Starter Kit è stabile 6 mesi dalla data di preparazione se conservato a - 20 °C. Non usare dopo la data di scadenza.




		
002	Mar 2012	Sept 2012

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- SK79010 STARTER KIT PER ANTIBIOTICI PLASMATICI **8 x 1 ml**

COD.

SK79010

		
002	Mar 2012	Sept 2012

Sostanza
Daptomicina
Vancomicina
Linezolid
Levofloxacina
Ciprofloxacina
Gentamicina
Streptomicina
Amikacina

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY

EUREKA srl – LAB DIVISION
VAT N° 01547310423
E-mail: info@eurekaone.com
www.eurekaone.com



Head Quarter:
Via Enrico Fermi 25
60033 Chiaravalle (AN) ITALY
Tel. +39 071 7450790
Fax + 39 071 7496579



Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

Release N° 001

Marzo 2011